



Dilatômetro linear curto, com aquecedor para álcool em gel e termômetro digital de haste

SCN-F003C2

Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: Dilatação térmica. A determinação do coeficiente de dilatação linear do cobre. O cobre e suas ligas metálicas. Como fazer a leitura da variação de comprimento nas escalas do medidor. A determinação do coeficiente de dilatação linear do latão. O latão e suas ligas metálicas. A determinação do coeficiente de dilatação linear do aço. O aço e suas ligas metálicas, etc.

Áreas de Conhecimento

Física - kits Compactos - Cidepe STHEAM

Nível de Ensino

Ensino Médio

Principais Experimentos

A determinação do coeficiente de dilatação linear do cobre. - 1052.020HB

