



## Conjunto (Boyle-Mariotte) horizontal, calibre y sensor, para interfaz EQ837E

### Función

Destinado al estudio experimental, laboratorio de química, laboratorio de física, realización de experimentos de física, realización de experimentos de química sobre: ¿¿Estudio de gases y sus transformaciones. La transformación isotérmica, ley de Boyle-Mariotte. La disminución del volumen. Determinación del volumen inicial. Determinar los incrementos de presión manométrica y la respectiva variación de volumen. La gráfica se construyó con los valores tabulados. La transformación isotérmica y la ley de Boyle-Mariotte, etc.

Nota: Requiere estar conectado a una interfaz.

### Áreas de Conocimiento

Física - Química

### Principales Experimentos

La transformación isotérmica, la ley de Boyle-Mariotte, utilizando el manómetro.

La transformación isotérmica y la ley de Boyle-Mariotte, utilizando el sensor.

